


23  
ANOS



**VPA**  
PRODUTOS  
ORTOPÉDICOS



# CATÁLOGO DE --- PRODUTOS



**VPA**

PRODUTOS  
ORTOPÉDICOS

# ÍNDICE

---

**PESCOÇO**

**PAG. 1**

**COLUNA E ANTE-BRAÇO**

**PAG. 3**

**BRAÇO, TÓRAX E PERNA**

**PAG. 11**

**QUADRIL E ABDÔMEN**

**PAG. 13**

**OMBRO, JOELHO E PÉ**

**PAG. 15**





## COD. 140 - COLAR CERVICAL NOTURNO

PESCOÇO



**INDICAÇÕES:** Traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, somatizações.

**CARACTERÍSTICAS:** Espuma macia de alta densidade e fecho em velcro.

**TAMANHOS:** PP P M G

**CORES:**

## COD. 150 - COLAR CERVICAL THOMAS

PESCOÇO



**INDICAÇÕES:** Traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, e outras afecções da coluna cervical.

**CARACTERÍSTICAS:** Plásticos flexíveis, resistente, estofado nas bordas, de apoio sobre o esterno, ajuste de altura, fecho em velcro.

**TAMANHOS:** P M G

**CORES:**

## COD. 160 - COLAR CERVICAL C/ APOIO MENTONIANO

PESCOÇO



**INDICAÇÕES:** Traumatismos, torcicolos, artrites, inclusive a reumatóide, artroses e outras afecções da coluna cervical.

**CARACTERÍSTICAS:** Plástico flexível, estofado nas bordas, apoio mentoniano para reduzir movimentos, almofada, ajuste na altura, fecho em velcro.

**TAMANHOS:** P M G

**CORES:**



## COD. 170S - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA S/ ORIFÍCIO PESCOÇO



**INDICAÇÕES:** Traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e outras afecções da coluna cervical.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionado em espuma de polifórmio, proporciona controle de flexão, extensão e rotação, perfurado para melhor ventilação, fecho em velcro.

**TAMANHOS:** P M G

**CORES:**

## COD. 170C - COLAR CERVICAL PHILADELPHIA C/ ORIFÍCIO PESCOÇO



**INDICAÇÕES:** Traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, e outras afecções da coluna cervical.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionado em espuma de polifórmio, proporciona controle de flexão, extensão e rotação, perfurado para melhor ventilação, fecho em velcro.

**TAMANHOS:** P M G

**CORES:**

140

150

170C/S



**COD. 340 - COLETE PUTTI EM ELÁSTICO****COLUNA**

**INDICAÇÕES:** Estabilização da coluna lombo-sacra em casos de contratura pára-vertebral pós traumáticas, artroses, lordoses, pós-operatórios e outras afecções da região.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em elástico lateral, barbatanas em duralumínio, fechos em velcro, lavável.

**ALTO** OU **BAIXO****TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■**COD. 330 - FAIXA COLETE DE 25CM****COLUNA**

**INDICAÇÕES:** Estabilização da coluna lombar em casos de lombalgias e outras afecções da região, incluindo somatização.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em elástico resistente, com cintas cruzadas e fecho em velcro, lavável.

**B/DURALUMÍNIO** OU **B/FLEXÍVEIS****TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■**COD. 325 - FAIXA LOMBAR DE 25 CM****COLUNA**

**INDICAÇÕES:** Estabilização da coluna lombar em casos de lombalgias e outras afecções da região, incluindo somatização.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em elástico resistente, com cintas cruzadas e fecho em velcro, lavável.

**COM BARBATANAS** OU **SEM BARBATANAS****TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■



## COD. 342 - CINTA COLETE PARA SEG. DO TRABALHO COLUNA



**INDICAÇÕES:** Proteger a coluna vertebral, derivado da má postura, stress, falta de exercício ou auxílio no levantamento de pesos.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em elástico macio e confortável, fechos em velcro e regulador para altura dos suspensórios, lavável.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■

## COD. 350 - COLETE DE BRIM TIPO PUTTI VELCRO COLUNA



**INDICAÇÕES:** Estabilização da região dorso-lombo-sacra em casos de hérnia de disco sujeito a cirurgia ou não, traumatismos, espondiloliseses, fraturas osteoporóticas, artroses e outras afecções da região.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em brim macio e resistente, fecho frontal em velcro ajustável, passantes de metal, barbatanas de fita plana de aço flexível, lavável.

**TAMANHOS:** SOB MEDIDA PP P M G GG **CORES:** ■

## COD. 355 - ESPALDEIRA ELÁSTICA SIMPLES COLUNA



**INDICAÇÕES:** Correção de postura dos ombros e tratamento da cifose torácica postural juvenil.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em elástico macio e resistente, com almofadas auxiliares de espuma, fecho em velcro, lavável.

**TAMANHOS:** P M G GG **CORES:** ■ □





## COD. 360 - ESPALDEIRA DE BRIM ESPECIAL

COLUNA



**INDICAÇÕES:** Correção da postura dos ombros e tratamento da cifose torácica, postural e juvenil em casos extremamente acentuados.

**CARACTERÍSTICAS:** Tecido de brim 100% algodão, elástico macio e resistente, fecho de velcro.

**TAMANHOS:** P M G GG

**CORES:** ■

## COD. 362 - EDUCADOR OU CORRETOR POSTURAL

COLUNA



**INDICAÇÕES:** Correção da postura dos ombros e tratamento da cifose torácica, postural e juvenil.

**CARACTERÍSTICAS:** Tecido sintético, cadarço em algodão, forro em espuma atoalhado, reforço interno em PVC, passantes metálicos.

**TAMANHOS:** PP P M G GG

**CORES:** ■

## COD. 370 - ESPALDEIRA PARA POSTURA E CIFOSE

COLUNA



**INDICAÇÕES:** Correção da postura dos ombros e tratamento de cifose torácica postural e juvenil.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em elástico macio e resistente, com ajuste, passantes de metal e fechos aderentes, almofadas axilares de espuma, lavável.

**TAMANHOS:** P M G GG

**CORES:** ■

**COD. 500B - TALA P/ PUNHO EM BIDIM****ANTE-BRAÇO**

**INDICAÇÕES:** Tenossinovites do punho, artroses, lesões ligamentares, correção da posição, vícios na artrite reumatóide e outras afecções da região.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em lona dupla altamente resistente, fecho em velcro com passadores de metais e reforço interno de plástico PVC rígido, lavável.

**LADOS:** **ESQUERDO** OU **DIREITO**

**TAMANHOS:** **PP P M G GG** **CORES:** 

**COD. 500L - TALA P/ PUNHO EM LONA****ANTE-BRAÇO**

**INDICAÇÕES:** Tenossinovites do punho, artroses, lesões ligamentares, correção da posição, vícios na artrite reumatóide e outras afecções da região.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em lona dupla altamente resistente, fecho em velcro com passadores de metais e reforço interno de plástico PVC rígido, lavável.

**LADOS:** **ESQUERDO** OU **DIREITO**

**TAMANHOS:** **PP P M G GG** **CORES:** 

**COD. 501 - TALA P/ PUNHO BILATERAL****ANTE-BRAÇO**

**INDICAÇÕES:** Tenossinovites do punho, artroses, lesões ligamentares, correção da postura viciosa na artrite reumatóide e outras afecções da região.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em lona dupla altamente resistente, fecho em velcro, passadores de metais, com dois orifícios e reforço interno de plástico rígido, lavável.

**TAMANHOS:** **P M G GG**

**CORES:**  



**COD. 502 - TALA P/ PUNHO BILATERAL C/ MUNHEQ. ANTE-BRAÇO**

**INDICAÇÕES:** Lesões traumáticas, tenossinovites, cistos sinoviais, artrites reumatóides e outras afecções no punho.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em elástico macio e resistente com fecho em velcro, reforço interno em PVC rígido, lavável.

**TAMANHOS:** P M G GG

**CORES:** ■ ■

**COD. 503 - TALA IMOB. P/ PUNHO LONGA ANTE-BRAÇO**

**INDICAÇÕES:** Tenossinovites do punho, artroses em casos de periostite, lesões traumáticas, tendinite em estágio avançado e outras afecções da região.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em lona dupla, macia e altamente resistente, ajuste em velcro com passadores em metal, reforço interno de plástico PVC rígido, lavável.

**LADOS:** ESQUERDO OU DIREITO

**TAMANHOS:** PP P M G GG

**CORES:** ■ ■

**COD. 504 - TALA PREVENTIVA P/ PUNHO ANTE-BRAÇO**

**INDICAÇÕES:** Prevenção da tendinite durante o trabalho, L.E.R (lesão por esforço repetitivo) e outras afecções da região.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em lona dupla, macia e resistente, com fecho em velcro e reforço interno de plástico PVC rígido, lavável.

**LADOS:** ESQUERDO OU DIREITO

**TAMANHOS:** P M G GG

**CORES:** ■ ■



## COD. 505 - TALA EM BIDIM C/ REGUL. NO POLEGAR ANTE-BRAÇO



**INDICAÇÕES:** Tenossinovites do punho, artroses, lesões ligamentares, correção da posição, vícios na artrite reumatóide e outras afecções da região.

**CARACTERÍSTICAS:** Couro sintético com tecido em atoalhado anti-alérgico, fecho em velcro, passadores em metal e barbatanas em duralumínio, lavável.

**LADOS:** **ESQUERDO** OU **DIREITO**

**TAMANHOS:** **PP P M G GG** **CORES:** 

## COD. 506 - TALA P/ PUNHO E POLEGAR EM LONA ANTE-BRAÇO



**INDICAÇÕES:** Tenossinovites do punho, artroses, lesões ligamentares, correção da posição, vícios na artrite reumatóide e outras afecções da região.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em lona dupla altamente resistente, fecho em velcro com passadores de metais e reforço interno de plástico PVC rígido, lavável.

**LADOS:** **ESQUERDO** OU **DIREITO**

**TAMANHOS:** **PP P M G GG** **CORES:**  

## COD. 506L - TALA P/ PUNHO E POL. LONGA EM LONA ANTE-BRAÇO



**INDICAÇÕES:** Tenossinovites do punho, artroses, lesões ligamentares, correção da posição, vícios na artrite reumatóide e outras afecções da região.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em lona dupla altamente resistente, fecho em velcro com passadores de metais e reforço interno de plástico PVC rígido, lavável.

**LADOS:** **ESQUERDO** OU **DIREITO**

**TAMANHOS:** **PP P M G GG** **CORES:**  



## COD. 507 - MUNHEQUEIRA EM ELÁSTICO SIMPLES ANTE-BRAÇO



**INDICAÇÕES:** Afecções leve do punho na prática esportiva e prevenção da recidiva.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em elástico macio e resistente com fecho em velcro, lavável.

**TAMANHOS:** ÚNICO

**CORES:**

## COD. 508 - TALA DE PVC P/ POLEGAR ANTE-BRAÇO



**INDICAÇÕES:** Para fraturas, entorses, constusões, artroses e reeducação articular na artrite reumatóide de polegar, imobilização isolada do polegar.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em PVC moldado e tirantes aderentes em velcro.

**LADOS:** ESQUERDO OU DIREITO

**TAMANHOS:** ÚNICO

**CORES:**

## COD. 509 - TALA DE PVC P/ PUNHO ANTE-BRAÇO



**INDICAÇÕES:** Tenossinovite do punho, traumatismo, síndrome do túnel do carpo e outras afecções do punho.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em PVC moldado, com fechos aderentes em velcro, dedos livres.

**LADOS:** ESQUERDO OU DIREITO

**TAMANHOS:** P M G

**CORES:**

**COD. 510 - TALA DE PVC P/ PUNHO E POLEGAR****ANTE-BRAÇO**

**INDICAÇÕES:** Para fraturas, tenossinovite de "DeQuervin", entorses, contusões, artroses e reeducação articular na artrite reumatóide do polegar, imobilização isolada do polegar.

**CARACTERÍSTICAS:** PVC moldado e tiras aderentes em velcro.

**LADOS:** **ESQUERDO** OU **DIREITO**

**TAMANHOS:** **ÚNICO**

**CORES:**

**COD. 511 - TALA DE PVC P/ PUNHO, MÃOS E DEDOS****ANTE-BRAÇO**

**INDICAÇÕES:** Para lesões traumáticas, paralisia de nervos periféricos, sequelas de A.V.C., deformidade da artrite reumatóide, síndrome do túnel do carpo e outras afecções.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em PVC moldado e fechos aderentes em velcro, imobiliza os dedos, inclusive o polegar.

**LADOS:** **ESQUERDO** OU **DIREITO**

**TAMANHOS:** **ÚNICO**

**CORES:**

**COD. 401 - CINTA TENNIS ELBOW****ANTE-BRAÇO**

**INDICAÇÕES:** Epicondilites e outras afecções do cotovelo e prevenção da recidiva na prática esportiva.

**CARACTERÍSTICAS:** Atoalhado anti-alérgico, micro-espuma estofada com cintas de velcro.

**TAMANHOS:** **ÚNICO**

**CORES:**





## COD. 375 - TUTOR PLÁSTICO P/ FRATURA DO ÚMERO

BRAÇO



**INDICAÇÕES:** Tratamento funcional de fraturas do úmero pelo método de sarmiento, auxilia na estabilização do úmero.

**CARACTERÍSTICAS:** Plástico semi-rígido moldado em duas peças, forro de malha e fecho em velcro.

TAMANHOS: P M G

CORES:

## COD. 400 - TIPÓIA SIMPLES EM BRIM

BRAÇO



**INDICAÇÕES:** Sustentação do membro superior em caso menos grave de instabilidade de artrite, reumatóide e sequelas de luxação.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em brim leve de algodão resistente e macio, com alça regulável e fivelas de plástico, lavável.

TAMANHOS: PP P M G GG CORES:

## COD. 450 - TIPÓIA IMOBILIZADORA VELPEAU DUPLA

BRAÇO



**INDICAÇÕES:** Imobilização do membro superior, contusões, artrites, reumatóide, bursites e sequelas de A.V.C. e outras afecções.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em brim de algodão, duplo e estofado, para maior firmeza e conforto, fivelas plásticas manipuláveis com uma só mão, lavável.

TAMANHOS: PP P M G GG CORES:

## COD. 455 - TIPÓIA IMOBILIZADORA VELPEAU INFANTIL BRAÇO



**INDICAÇÕES:** Imobilização do membro superior, contusões, luxações, fraturas, artrites, reumatóide, bursiter e sequelas de A.V.C. e outras afecções.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em brim de algodão duplo e estofado, para maior firmeza e conforto, fivelas plásticas manipuláveis com uma só mão, lavável.

**TAMANHOS:** ÚNICO

**CORES:** ESTAMPADA

## COD. 601 - APARELHO ELÁSTICO ESLING PERNA



**INDICAÇÕES:** Correção da rotação interna ou externa dos membros inferiores, através da reeducação da postura. Uso diurno e noturno.

**CARACTERÍSTICAS:** Elástico macio e resistente, ajustável na cintura e no comprimento, efetuando a rotação interna e externa.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■

## COD. 300 - FAIXA TORÁXICA EM ELÁSTICO TÓRAX



**INDICAÇÕES:** Contusões, fraturas de costela e de vértebras torácicas osteoporóticas.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em elástico macio, resistente, fecho de velcro, lavável.

**ELÁSTICOS:** 15CM 20CM 25CM

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■



**COD. 210 - FUNDA PARA HÉRNIA (ESPECIAL)****QUADRIL**

**INDICAÇÕES:** Sustentações da hérnia inguinal, evitando o crescimento da mesma. Não é recomendável quando houver intervenção cirúrgica ou quadro avançado de crescimento.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada com elástico reforçado, pelota de poliuretano forrada, macia e anatômica, fixada com parafuso.

**TAMANHOS:** 75 ATÉ 120 CM**CORES:** **COD. 230 - FUNDA PARA HÉRNIA INGUINAL DUPLA****QUADRIL**

**INDICAÇÕES:** Sustentações da hérnia inguinal, evitando o crescimento da mesma. Não é recomendável quando houver intervenção cirúrgica ou quadro avançado de crescimento.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada com elástico reforçado, pelota de poliuretano forrada, macia e anatômica, fixada com parafuso.

**TAMANHOS:** 75 ATÉ 120 CM**CORES:** **COD. 600- FRALDA DE FREJKA****QUADRIL**

**INDICAÇÕES:** Luxações e sub-luxações congênitas do quadril, uso preventivo nos primeiros meses de vida.

**CARACTERÍSTICAS:** Tecido de algodão e almofada interna de espuma, lavável.

**TAMANHOS:** P M G GG**CORES:** ESTAMPADA



**COD. 240 - FUNDA PARA HÉRNIA UMBILICAL****ABDÔMEN**

**INDICAÇÕES:** Sustentação da hérnia umbilical, evitando o crescimento da mesma. Não é recomendável quando houver intervenção cirúrgica ou quadro muito avançado do crescimento.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada com elástico reforçado, pelota de poliuretano forrada, macia e anatômica, fixada com parafuso.

**TAMANHOS:** 75 ATÉ 120 CM

**CORES:** 

**COD. 315- FAIXA ABDOMINAL ELÁSTICA 20CM****ABDÔMEN**

**INDICAÇÕES:** Flacidez e fraqueza da parede abdominal, pós parto e pós-cirúrgica.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada com elástico macio de 20cm, resistente, fecho em velcro, lavável.

**COM BARBATANAS** OU **SEM BARBATANAS**

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** 

**COD. 320- FAIXA ABDOMINAL ELÁSTICA 25CM****ABDÔMEN**

**INDICAÇÕES:** Flacidez e fraqueza da parede abdominal, pós parto e pós-cirúrgica.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada com elástico macio de 25cm, resistente, com cintas cruzadas nas costas, fecho em velcro, lavável.

**COM BARBATANAS** OU **SEM BARBATANAS**

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** 



## COD. 365 - IMOBILIZADOR EM OITO P/ CLAVÍCULA

OMBRO



**INDICAÇÕES:** Ideal para a imobilização e alinhamento das fraturas da clavícula.

**CARACTERÍSTICAS:** Tiras em algodão com espuma, ajustável e passantes metálicos, almofadas axilares.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■

## COD. 602 - IMOBILIZADOR PARCIAL DE JOELHO

JOELHO



**INDICAÇÕES:** Afecções traumáticas do joelho, prevenção da recidiva no retorno às atividades, reeducação da marcha em sequelas de A.V.C., artroses, artrites reumatóides, pós-operatório de paralisia cerebral.

**CARACTERÍSTICAS:** Tecido em espuma, com barbatanas de duralumínio, cinta elástica e fechos aderentes em velcro, lavável.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■ ■

## COD. 603 - IMOBILIZADOR DE JOELHO POS. FUNCIONAL

JOELHO



**INDICAÇÕES:** Pós-operatório, afecções traumáticas, restaurações de ligamentos em substituição ao gesso e tratamento de instabilidades crônica do joelho, inclusive da artrite reumatóide, tratamento auxiliar das artropatias dos hemofílicos.

**CARACTERÍSTICAS:** Tecido em espuma com barbatanas de duralumínio, cinta elástica para compressão do joelho, fechos aderentes em velcro, lavável.

**LARGO** OU **ESTREITO** **CORES:** ■ ■

**TAMANHOS:** 50CM 60CM 70CM



## COD. 604 - JOELHEIRA ELÁSTICA COMPRESS. S/ ART. JOELHO



**INDICAÇÕES:** Pós-operatório, pós-atroscopia e compressão de derrames articulares.

**CARACTERÍSTICAS:** Elástico macio e resistente, com fechos aderentes em velcro, orifício para rótula e forro de espuma.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■

## COD. 605 - JOELHEIRA ARTICULADA EM ELÁSTICO JOELHO



**INDICAÇÕES:** Afecções traumáticas do joelho, instabilidades crônicas, artroses e artrites reumatóides.

**CARACTERÍSTICAS:** Elástico macio e resistente, com barbatanas lateral e medial de duralumínio, fechos aderentes em velcro, lavável.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■

## COD. 606 - JOELHEIRA ARTICULADA ELÁSTICA C/ CINTAS CRUZ. JOELHO



**INDICAÇÕES:** Afecções traumáticas do joelho, instabilidade rotatória e prevenção da recidiva na prática esportiva.

**CARACTERÍSTICAS:** Elástico macio e resistente, com duas cintas cruzadas para aumentar a estabilidade rotacional, barbatanas lateral de duralumínio e fechos aderentes em velcro, lavável.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■



**COD. 608 - TIRA SUB-PATELAR EM TUBO****JOELHO**

**INDICAÇÕES:** Tendinites do tendão patelar (Joelho do Saltador), alívio da tensão na inserção do tendão patelar.

**CARACTERÍSTICAS:** Tubo de microespuma revestido e estofado, com fecho em velcro, lavável.

**TAMANHOS:** P M G**CORES:** **COD. 609 - ESTABILIZADOR DE TORNOZELO EM LONA****PÉ**

**INDICAÇÕES:** Tratamento de entorses, melhorando a estabilidade da articulação do tornozelo na prática esportiva, prevenção precoce das deformidades da artrite reumatóide, auxiliar na marcha dos pacientes com dorso flexores dos pés fracos.

**CARACTERÍSTICAS:** Lona de algodão, barbatanas laterais de plástico, cintas elásticas cruzadas, fechos aderentes em velcro, lavável.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** **COD. 610 - IMOBILIZADOR DE TORNOZELO TRADICIONAL****PÉ**

**INDICAÇÕES:** Entorses leves do tornozelo (Substitui a goteira gessada), prevenção e tratamento das deformidades da artrite reumatóide, uso em atividades esportivas, retirando-se as barbatanas dorsais.

**CARACTERÍSTICAS:** Material sintético e resistente com espuma, barbatanas laterais e dorsais de duralumínio para moldar no tornozelo, fechos aderentes em velcro, lavável.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** 

## COD.611 - IMOBILIZADOR DE TORNOZELO - PRETO

PÉ



**INDICAÇÕES:** Entorses leves do tornozelo (Substitui a goteira gessada), prevenção e tratamento das deformidades da artrite reumatóide, uso em atividades esportivas, retirando-se as barbatanas dorsais.

**CARACTERÍSTICAS:** Couro sintético e resistente com forro interno macio e anti-alérgico, barbatanas laterais e dorsais de duralumínio para moldar no tornozelo, fechos aderentes em velcro, lavável.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■

## COD.613C - BOTA IMOBILIZADORA ROBOFIX CURTA

PÉ



**INDICAÇÕES:** Em caso de fraturas estáveis, luxações, pós-operatório, entorses, substitui a goteira gessada.

**CARACTERÍSTICAS:** Atoalhado interno 70% algodão, 30% poliéster, tecido sintético externo 84%, hastes em duralumínio e plástico nas laterais.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■

## COD.613L - BOTA IMOBILIZADORA ROBOFIX LONGA

PÉ



**INDICAÇÕES:** Em caso de fraturas estáveis, luxações, pós-operatório, entorses, substitui a goteira gessada.

**CARACTERÍSTICAS:** Atoalhado interno 70% algodão, 30% poliéster, tecido sintético externo 84%, hastes em duralumínio e plástico nas laterais.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:** ■





## COD. 700 - SANDÁLIA PARA GESSO

PÉ



**INDICAÇÕES:** Apoio e proteção de botas gessadas, quando permitida a marcha, uso nas deformidades permanentes dos pés e dedo, causadas pela artrite reumatóide.

**CARACTERÍSTICAS:** Solado em E.V.A., com discreta curva para marcha, lateral em tecido sintético resistente, adaptável em ambos os pés, fechos aderentes em velcro, lavável.

**TAMANHOS:** PP P M G GG **CORES:**

## COD. 701 - SANDÁLIA DE BARUK ESPECIAL

PÉ



**INDICAÇÕES:** Pós-operatório do joanete, com alívio do apoio no ante-pé e com solado prolongado, fornecendo proteção ao ante-pé.

**CARACTERÍSTICAS:** Confeccionada em borracha, couro sintético e tiras em velcro.

**TAMANHOS:** P M G **CORES:**

---

# BEM ESTAR E SAÚDE.







**VPA PRODUTOS ORTOPÉDICOS**

**FONE/FAX: (11) 2577-6622**

**E-MAIL: [VPAQUALITY@HOTMAIL.COM](mailto:VPAQUALITY@HOTMAIL.COM)**

**VILA GUARANI - SÃO PAULO / SP**